

AP91.18-P-1000-01A	Lederpolsterung, Lederlenkrad und Lederschalthebel reinigen	alle	
--------------------	---	------	---

Arbeitsablauf:

Regelmäßig mit feuchtem Tuch abwischen und nachtrocknen. Schmutz und Verunreinigungen möglichst sofort mit MB-Autoshampoo entfernen. Verschmutzungen, die danach noch bleiben, werden mit MB-Lederpflegemittel nachgereinigt. Anschließend MB-Lederpflegemittel auf den gesamten Sitz auftragen und nach dem Eintrocknen leicht nachreiben.

Perforiertes Leder darf rückseitig nicht naß werden, um eine Farbabgabe zu vermeiden; deshalb vorsichtig reinigen und vor allem gut nachtrocknen.

Leder kann sich elektrostatisch aufladen. Um dies zu verhindern, ist eine regelmäßige Behandlung mit MB-Lederpflegemittel notwendig. Durch Kontakt mit farbstoffabgebenden Sitzfellen oder Kleidungsstücken (z. B. Veloursleder) kann sich die Lederpolsterung verfärben. Diese Flecken lassen sich nicht mehr entfernen. Bei Sitzfellen schützt eine Stoffzwischenlage vor einer Kontaktverfärbung der Lederpolsterung.

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
BR00.45-Z-1006-04A	Pflegemittel Polsterleder 250 ml, ersetzt durch A 001 986 59 71	A 000 986 05 71
BR00.45-Z-1002-04A	Autoshampoo	A 001 986 41 71
BR00.45-Z-1003-04A	Textilreiniger	A 001 986 25 71